

一、仪器简介

GA-6D动态稀释仪是由北京中仪宇盛科技有限公司自主研制，用于将高浓度气体按照设定的稀释比例，稀释成各种低浓度气体，全过程自动化。稀释仪是一款非常先进的标准气体配制系统，操作简单方便，可根据需要定制，6路配气通道，几乎适用所有的分析仪器。

二、仪器特点

- 1.软件交互界面人性化设计，操作简便；
- 2.采用质量流量计（MFC）控制，可精确控制进样体积；
- 3.仪器气路采用钝化不锈钢管、聚四氟乙烯管，有效减少样品残留对稀释精度的影响；
- 4.7寸大屏显示，人性化交互界面，触控操作方便；
- 5.仪器运行稳定，各种元器件的选型皆考虑稳定性以及其使用寿命，更优质的降低仪器故障率，提升使用寿命和有效运行时间。

三、仪器主要技术参数

- 1.稀释入口：1路标准；
- 2.源气入口：1路标准；
- 3.浓度点出口：6路标准；
- 4.稀释比例：1至1:100；稀释倍数：最大500倍
- 5.配气精度：±1%；
- 6.软件功能：可进行单点配置和多点配置稀释，操作简单，参数化设置，清晰明了；
- 7.采样管路：具有流量控制系统，精度高；
- 8.温度：5-40℃；
- 9.电源：220V 50HZ；
- 10.外形尺寸：350*360*360mm长*宽*高

GA-6D 动态稀释仪



北京中仪宇盛科技有限公司

地址：北京东燕郊经济开发区天山智谷工业园区9-902栋
电话：010-61598028 010-82490568
网址：www.bjzyyskj.com

全国统一服务热线：4006-030-616